



MASQUE GRAND PUBLIC

Fiche Technique

model: **MÉLISSA**

Évalué **Catégorie 2** par la DGA⁽¹⁾



Conforme aux recommandations :

- de [la note d'information interministérielle du 29 mars 2020](#), mise à jour le 26 avril
- du guide [AFNOR \(2\) SPEC S76-001](#) du 27 mars

100% coton bio certifié GOTS ⁽³⁾

Conception et fabrication française



DOMAINE D'UTILISATION

Ce masque de **catégorie 2** est à **visée collective**, destiné à **protéger l'ensemble d'un groupe portant ces masques** dans un **milieu professionnel ou pour le grand public**.

Dans le cadre de l'activité professionnelle, ce masque est porté par des personnes ayant **des contacts professionnels occasionnels avec d'autres collègues ou tiers** évoluant dans l'environnement immédiat de travail.

Ce dispositif est destiné à **prévenir les projections de gouttelettes vers un tiers**, s'inscrivant dans la stricte application des mesures liées au confinement/déconfinement, des **mesures d'organisation du travail ainsi que des gestes barrières**.

Dans le milieu professionnel, leur utilisation doit s'inscrire dans le cadre de la mise en oeuvre des **mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs** (articles L.4121-1 et L.4121-2 du Code du travail). De la même façon, l'employeur doit s'assurer que la **respirabilité effective du masque est compatible avec les particularités du poste de travail** et en particulier **l'effort fourni** (R.4323-91 du Code du travail).

ATTENTION : Ce dispositif n'est ni un dispositif médical au sens du Règlement UE/2017/745 (masques chirurgicaux), ni un équipement de protection individuelle (EPI) au sens du Règlement UE/2016/425 (masques filtrants de type FFP2). Il ne doit pas être utilisé par les personnels soignants au contact des patients, il est exclusivement **réservé à des usages non sanitaires**.

Pour information l'autre catégorie est la 1 : Masque individuel à usage des professionnels en contact avec le public.

COMPOSITION

> **2 épaisseurs de coton 100% issu de l'agriculture biologique certifié GOTS.**

PliM n'utilise que des **cotons bio certifiés GOTS au contact de la peau**, qui permettent de confectionner des produits **hypoallergéniques** évitant ainsi l'inhalation de tout produit toxique. Nous utilisons ces textiles depuis 10 ans pour nos protections intimes lavables (serviettes hygiéniques et culottes menstruelles) en contact fréquent avec les muqueuses très sensibles (www.plim.fr).

> **Élastiques de maintien 100% polyester** (la composition des élastiques peut être modifiée sans altérer les performances du produit).

PliM utilise des **élastiques auriculaires à glisser derrière les oreilles** pour leur commodité et leur adaptabilité, mais ils sont remplaçables par des galons, lanières, lacets...autour des oreilles ou en tour de tête. **Veillez au maintien.**

A savoir: *PliM n'utilise pas de textile non tissé peu lavable et peu durable.*

PERFORMANCES selon le protocole d'essai décrit dans le [document DGA du 25 mars 2020](#).

Masque CATÉGORIE 2

Matériau dont les performances ont été mesurées par les **laboratoires de la DGA**, maîtrise NRBC, 5 rue Lavoisier, 91710 Vert-le-Petit

rapport à neuf **RP/20-1997/DGA MNRBC/2000305/NP** du 19/03/20

	Perméabilité à l'air pour une dépression de 100 Pa > 96 litres.m⁻².s⁻¹	Efficacité de filtration des particules de 3 µm > 70 %
valeur mesurée	585	73,30 %

Design établi selon le modèle IFTH ⁽⁴⁾ / AFNOR

testé sur porteurs pendant 4 heures par nos soins.

Ce masque a été initialement **évalué à neuf** par la DGA en **catégorie 2** avec de bonnes performances. Il est depuis le 7 avril 2020 **en attente d'évaluation par la DGA après lavages** et nous attendons avec impatience les résultats.

Après avoir relancé, plusieurs fois sans suites, il a été renvoyé à l'IFTH le 24 avril pour évaluer **après 10 lavages** (nous avons donc recommencé le protocole de test). Nous espérons à nouveau un résultat rapide.

Nous sommes entrain de réaliser des **tests sur un grand nombre de lavages** de façon à obtenir des évaluations supplémentaires effectuées par la DGA **pour 50, 100 lavages, voire plus**, ceci afin **d'assurer à la fois la sécurité et la durabilité sur un nombre de cycles de lavage important.**



CARACTÉRISTIQUES

Forme "masque chirurgical" 2 plis,


Dimensions : 20 cm (l) x 10 cm (h),

Poids : **12 g**

Coloris selon stock disponible:

noir, écru, blanc, bleu marine, rouge, fushia, violet...

PliM ne propose **pas de masque avec couture sagittale (sur le devant)** pour plus de sécurité. En effet une couture centrale peut casser l'effet barrière avec les points de couture. Conformément aux recommandations AFNOR.



Coupe détaillée (2 couches)



- (1) DGA: Direction Générale de l'Armement
- (2) AFNOR: Association Française de Normalisation
- (3) GOTS: Global Organic Textile Standard
- (4) IFTH: Institut Français du Textile et de l'Habillement